



microINR

Patientennahes Gerinnungsmanagement – Die nächste Generation der mobilen INR-Messsysteme

Das microINR ist ein tragbares Analysegerät zur Bestimmung der Blutgerinnungszeit. Der INR-Wert zeigt an, wie lange es dauert, bis das Blut gerinnt. Die Blutgerinnung ist lebensnotwendig, wenn es durch Verletzungen zu inneren oder äusseren Blutungen oder Blutergüssen kommt. Ist die Blutgerinnung gestört, kann es zu Blutungsneigung oder Thrombosen kommen. Zur Behandlung wird der INR-Wert bestimmt und entsprechend eine medikamentöse Therapie eingeleitet. Der microINR findet seinen Einsatz in Spitälern – beispielsweise zur Bestimmung bei Operationsvorbereitungen – im Labor, in der Arztpraxis, aber auch bei ambulanten Pflegeeinrichtungen.



Ergebnis in weniger als 2 Minuten aus nur 3 μ l Vollblut

- Klein, handlich, smart und einfach in der Bedienung
- Direkte Blutprobenentnahme ab Punktionsstelle
- Präzise Messung dank einem Reagenz-ISI-Wert von 1.0
- Keine Eichung notwendig
- Beleuchtete Punktionsstelle
- Qualitätskontrollen laufen bei jeder Messung mit

microINR

Zur Ermittlung und Überwachung des INR-Wertes und der Prothrombinzeit (PT)

Professionelle POC-Diagnostik – schnell, einfach, sicher



Nach dem Einführen der Kassette schaltet sich der Monitor automatisch ein. Die Blutprobenentnahme kann direkt ab der Punktionsstelle erfolgen. Nach weniger als 2 Minuten erscheint das INR-Resultat auf dem Display. Die Ergebnisse werden automatisch gespeichert.

- Optimal für das Patientenselbstmanagement sowie am Point of Care – praktisch, handlich und ideal für unterwegs
- Geeignet auch zur Therapiebegleitung bei Medikamenteneinnahme – als Überwachung der gerinnungshemmenden Therapie
- Messwerte nach dem von der WHO als Basisdiagnostik bei Antikoagulationstherapien empfohlenen und international gültigen INR-Index
- Einfach zu bedienen, Reagenz-ISI-Wert von 1.0, beleuchtete Punktionsstelle
- Grosses und sehr gut ablesbares Display – und zwar bei allen Lichtverhältnissen

Produktspezifikationen

Produkt	Produktbeschreibung	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN
microINR Messgerät im professionellen Einsatz	Blutgerinnungsmonitor zur INR – Bestimmung 1 Tragetasche, 1 USB- / Netzladegerät, 1 CD mit Datenextraktionssoftware, Bedienungsanleitung Masse: (B x T x H): 119 x 65 x 35 mm, Gewicht: 230 g	1 Stück	KTB0001AB	00144124
microINR Messgerät für das Patientenselbstmanagement	Blutgerinnungsmonitor zur INR – Bestimmung 1 Tragetasche, 1 USB- / Netzladegerät, 1 CD mit Datenextraktionssoftware 1 Stechhilfe, 1 x Lanzetten, Bedienungsanleitung	1 Kit	KTA0001AB	00144147 Heil- und Hilfsmittelnummer: 21.34.01.1008
microINR Chips	Chips zur Bestimmung der Thromboplastinzeit im microINR Messgerät.	1 x 25 Stück	CHA0025AB	0144130

Axonlab

Axon Lab AG

Baden (CH): info@axonlab.ch
Le Mont/Lausanne (CH): info_f@axonlab.ch
Mladá Boleslav (CZ): info@axonlab.cz
Polling (A): info@axonlab.at
Reichenbach/Stuttgart (D): info@axonlab.de
Rogatec (SI): info@axonlab.si

Tel. +41 56 484 80 80
Tél. +41 21 651 71 50
Tel. +420 326 921318
Tel. +43 523 887766
Tel. +49 7153 9226-0
Tel. +386 3 818 61 12

www.axonlab.com



friendly
technology

10317A 082012